


Anticorpo Policlonale Anti-Tnfrsf11B Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - 000300

Numero articolo: CM0020380



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio TNFRSF11B per Western blot, IF-paraffina, IHC-paraffina ed ELISA. Riconosce TNFRSF11B umano, murino e ratto. Immunogeno: proteina ricombinante corrispondente agli aminoacidi 22-280 di TNFRSF11B umano (NP_002537.3). Uso nella ricerca: osteoclastogenesi, rimodellamento osseo e apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TNFRSF11B Rabbit pAb
Note/Alias	OPG; TR1; OCIF; PDB5; TNFRSF11B
Specie	Umana (Human)
Gene ID (Umano)	4982
Gene ID	4982
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-280 di TNFRSF11B umano (NP_002537.3)
Sorgente	Coniglio (Rabbit)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Mouse, Ratto
SWISS	000300
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio (Ice bag)