

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tnfrsf17 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q02223

Numero articolo: CM0017768



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'umano TNFRSF17 (BCMA), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca in biologia delle cellule B e immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TNFRSF17 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BCM; BCMA; CD269; TNFRSF13A; TNFRSF17
Specie	Umano
GeneID (umano)	608
GeneID	608
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'umano TNFRSF17 (NP_001183.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02223
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio