

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tnfrsf25 Per Wb, If-P, Elisa - Q93038

Numero articolo: CM0014468



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TNFRSF25 umano (DR3, LARD). Adatto per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva proteina di 45kDa. Per studi sull'apoptosi e sull'omeostasi linfocitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-TNFRSF25
Note/Alias	DR3, TR3, DDR3, LARD, APO-3, TRAMP, WSL-1, GEF720, WSL-LR, PLEKHG5, TNFRSF12, TNFRSF25
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8718
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-190 di TNFRSF25 umano (NP_683866.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q93038
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio