

Anticorpo Policlonale Anti-Tnfrsf6B Per Wb, Elisa - 095407

Numero articolo: CM0014587



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio contro TNFRSF6B umano (recettore esca 3, DcR3). Validato per WB ed ELISA, reagisce con campioni umani e di ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sulla segnalazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TNFRSF6B Rabbit pAb
Note/alias	M68; TR6; DCR3; M68E; DJ583P15.1.1; TNFRSF6B
Specie	Umano
GeneID (umano)	8771
GeneID	8771
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-300 di TNFRSF6B umano (NP_003814.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	095407
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante