


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tnfsf13 (April) Per Wb, Elisa - O75888

Numero articolo: CM0016523



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-TNFSF13 (APRIL) per WB e ELISA. Riconosce il TNFSF13 umano, una citochina coinvolta nella crescita delle cellule tumorali e nei processi immunitari. Ideale per la ricerca sul cancro e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TNFSF13 Rabbit pAb
Note/Alias	APRIL; CD256; TALL2; ZTNF2; TALL-2; TNLG7B; TRDL-1; UNQ383/PRO715; TNFSF13
Specie	Umano
GeneID (umano)	8741
GeneID	8741
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 105-247 del TNFSF13 umano (NP_742085.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O75888
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio