


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tnfsf13B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y275

Numero articolo: CM0028572



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro TNFSF13B (BAFF) umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca di immunologia delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TNFSF13B pAb coniglio
Osservazioni/Alias	DTL; BAFF; BLYS; CD257; TALL1; THANK; ZTNF4; TALL-1; TNLG7A; TNFSF20; TNFSF13B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10673
GeneID	10673
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-160 di TNFSF13B umano (NP_006564.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWOT	Q9Y275
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio