

Anticorpo Policlonale Anti-Tnk1 Per Wb Ed Elisa - Q13470

Numero articolo: CM0022054



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la tirosin-chinasi non recettoriale umana TNK1, adatto per WB ed ELISA. Coinvolto nella soppressione tumorale e nella regolazione della via Ras-MAPK. Ideale per la ricerca oncologica e sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TNK1 Rabbit pAb
Note/alias	KOS1; TNK1
Specie	Umano
GeneID (umano)	8711
GeneID	8711
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-380 della TNK1 umana (NP_001238831.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13470
Peso della proteina	72 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante