

Anti-Tnks1Bp1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0C2

Numero articolo: CM0022735

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a TNKS1BP1 (TAB182) umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per ricerche sulla cromatina, sul citoscheletro e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TNKS1BP1 Coniglio pAb
Note/Alias	TAB182; TNKS1BP1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	85456
GenelD	85456
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 700-1000 di TNKS1BP1 umano (NP_203754.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9C0C2
Peso Proteico	182kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio