


Anticorpo Monoclonale Anti-Tnnc1 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - P63316

Numero articolo: CM0005379



introduzione

TNNC1 Rabbit mAb è un anticorpo monoclonale contro la troponina C, validato per Western blot ed ELISA, con cross-reattività verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul muscolo cardiaco e studi sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TNNC1 Rabbit mAb
Note/Alias	TNC; TN-C; TNNC; CMD1Z; CMH13; TNNC1
Specie	Umano
ID Gene	7134 (Umano)
Immunogeno	Peptide Sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di TNNC1 umano (P63316)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Topo, Ratto
SWISS	P63316
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio