


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tnnc1 Per Wb, If-P, Elisa - P63316

Numero articolo: CM0022960



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la TNNC1 umana (Troponina C, muscoli scheletrici lenti e muscolo cardiaco). Validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla contrazione muscolare e sulle cardiomiopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TNNC1 Rabbit pAb
Note/Alias	TNC; TN-C; TNNC; CMD1Z; CMH13; TNNC1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	7134
GeneID	7134
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 della TNNC1 umana (NP_003271.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P63316
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante