

Anticorpo Policlonale Anti-Tnnc2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02585

Numero articolo: CM0028864



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TNNC2 convalidato per Western blot (WB), immunoistochimica (IHC-P) e ELISA su campioni di uomo, topo e ratto. Immunogeno ricombinante che copre gli amminoacidi 1-160 della troponina C scheletrica umana. Adatto per la ricerca sulla contrazione muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TNNC2 Rabbit pAb
Note / Alias	FAP85; CFAP85; CMYP15; MYONRI; TNNC2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7125
GeneID	7125
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 della TNNC2 umana (NP_003270.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P02585
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio