

Anticorpo Policlonale Anti-Tnni3K Per Wb, Elisa - Q59H18

Numero articolo: CM0030422



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TNNI3K umano. Validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla funzione cardiaca e la cardiomiopatia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	TNNI3K Rabbit pAb
Note/Alias	CARK; CCDD; TNNI3K
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51086
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-75 di TNNI3K umano (NP_057062.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q59H18
Peso Proteico	93kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio