

Anticorpo Policlonale Anti-Tnnt1 Per Wb, Elisa - P13805

Numero articolo: CM0014150

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la TNNT1 umana (troponina T del muscolo scheletrico lento), validato per Western blot e ELISA. Adatto per la ricerca sulla contrazione muscolare e la miopatia nemalinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TNNT1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ANM; TNT; NEM5; STNT; TNTS; TNNT1
Specie	Umana
GeneID	7138
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-262 della TNNT1 umana (NP_001119604.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P13805
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio