

Anticorpo Policlonale Anti-Tnpo1 Per Wb, Elisa - Q92973

Numero articolo: CM0025842



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TNPO1 umano (Transportina-1), validato per Western blot ed ELISA. Mostra reattività crociata con umano, topo e ratto. Ideale per studi sul trasporto nucleare e sulle importine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TNPO1 Rabbit pAb
Note/Alias	MIP; TRN; IPO2; MIP1; KPNB2; TNPO1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3842
Gene ID	3842
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 790-890 di TNPO1 umano (NP_002261.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92973
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio