

## Anticorpo Policlonale Anti-Tnr Per Wb, Elisa - Q92752

Numero articolo: CM0018152



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la tenascina-R (TNR) umana, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla matrice extracellulare neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | TNR Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Osservazioni/Alias  | TN-R; NEDSTO; TNR                                                                                                                |
| Specie              | Umano                                                                                                                            |
| GeneID (Umano)      | 7143                                                                                                                             |
| GeneID              | 7143                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1059-1358 della TNR umana (NP_003276.3). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                               |
| SWISS               | Q92752                                                                                                                           |
| Peso proteico       | 150kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                               |