

Anticorpo Policlonale Anti-Tnrc6A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ndv7

Numero articolo: CM0026390



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TNRC6A, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio del silenziamento genico mediato da miRNA e dei componenti dei corpi P.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TNRC6A Coniglio pAb
O Note/Alias	GW1; FAME6; GW182; TNRC6; CAGH26; TNRC6A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	27327
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NDV7
Peso proteico	210kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio