

Anticorpo Policlonale Anti-Tob2 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14106

Numero articolo: CM0028275

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a TOB2, convalidato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. TOB2 è una proteina anti-proliferativa che inibisce la transizione dalla fase G0/G1 alla fase S, localizzata nel citoplasma. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TOB2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TOB4, TOBL, APRO5, TROB2, TOB2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10766
ID Gene	10766
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di TOB2 umano (NP_057356.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q14106
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio