


Anticorpo Policlonale Anti-Tollip Per Wb, Elisa - Q9H0E2

Numero articolo: CM0022254



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro TOLLIP umano, validato per Western blot e ELISA. Adatto per campioni di origine umana, di topo e di ratto; ideale per la ricerca sull'immunità innata e l'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KD] TOLLIP Rabbit pAb
Note / Alias	IL-1RAcPIP; [Validato KD] TOLLIP
Specie	Umana
GeneID (Umana)	54472
GeneID	54472
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H0E2
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio