


Anticorpo Policlonale Anti-Tollip Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H0E2

Numero articolo: CM0021395



introduzione

Il pAb di coniglio TOLLIP è un anticorpo policlonale derivato da coniglio, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e reagisce con umano, topo, ratto. Esso si rivolge alla proteina interagente con Toll, un regolatore chiave della segnalazione IL-1 e TLR e dell'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TOLLIP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IL-1RAcPIP; TOLLIP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54472
GeneID	54472
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-274 di TOLLIP umano (NP_061882.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H0E2
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio