


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tollip (Validato Kd) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0E2

Numero articolo: CM0007699



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro TOLLIP, validato KD, per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Utile per lo studio dell'immunità innata, della segnalazione dei recettori Toll-like e delle vie dell'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | [Validato KD] TOLLIP Coniglio mAb                                                                                            |
| Osservazioni/Alias    | TOLLIP; IL-1RAcPIP; proteina interagente con toll                                                                            |
| Specie                | Umano                                                                                                                        |
| Gene ID               | 54472                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-274 di TOLLIP umano (NP_061882.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS                 | Q9H0E2                                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 22kDa/30kDa                                                                                                                  |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |