


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tom1 Per Wb Ed Elisa - O60784

Numero articolo: CM0026924



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TOM1 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Target of Myb1 coinvolto nel traffico endosomiale di proteine ubiquitinate. Ideale per studi sull'autofagia e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | TOM1 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Note/Alias          | IMD85; TOM1                                                                                                                     |
| Specie              | Umano                                                                                                                           |
| Gene ID (Umano)     | 10043                                                                                                                           |
| Gene ID             | 10043                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 314-493 di TOM1 umano (NP_001129204.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività Crociata | Topo, Ratto                                                                                                                     |
| SWISS               | O60784                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 54kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |