


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tom1L1 Per Wb, Elisa - 075674

Numero articolo: CM0022076



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-TOM1L1 convalidato per Western blot e ELISA, che reagisce con TOM1L1 di uomo, topo e ratto. TOM1L1 è una proteina adattatrice coinvolta nelle vie di segnalazione, localizzata nell'apparato di Golgi e negli endosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TOM1L1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SRCASM; TOM1L1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10040
GeneID	10040
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 della TOM1L1 umana (NP_005477.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075674
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio