

Anticorpo Policlonale Anti-Tom1L2 Per Wb, Elisa - Q6Zvm7

Numero articolo: CM0024515

introduzione

TOM1L2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per WB ed ELISA, che rileva TOM1L2 umano, di topo e di ratto (~56 kDa). Utile per la ricerca sul traffico endocitico e sulla segnalazione mitogenica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TOM1L2 Rabbit pAb
Note/Alias	TOM1L2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	146691
GeneID	146691
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 310-450 di TOM1L2 umano (NP_001076437.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6ZVM7
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio