

Anticorpo Monoclonale Anti-Tom20 (Coniugato) Per Wb E If - Q15388

Numero articolo: CM0010422



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-TOM20 pre-coniugato per il rilevamento diretto di TOM20 umano in WB, IF/ICC e IF-P. Validato su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'importo mitocondriale e sulla mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio TOM20 Coniugato
Note/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Specie	Umana
ID Gene	9804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-145 di TOM20 umano (NP_055580.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q15388
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio