

Anticorpo Monoclonale Anti-Tom20 Per Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15388

Numero articolo: CM0005256



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo contro TOM20 umano, validato per WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA. Rileva umano, topo, ratto. Ideale per studi sull'importazione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	TOM20 Mouse mAb
Oss/Note/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Specie	Umano
GeneID (umano)	9804
GeneID	9804
Immunogeno	Proteina ricombinante di TOM20 umano.
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15388
Peso Proteico	16 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio