

Anticorpo Policlonale Anti-Tom20 Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q15388

Numero articolo: CM0030288



introduzione

TOM20 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale che riconosce il TOM20 umano, murino e ratto. Adatto per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA, è ideale per studi sull'importo mitocondriale, la mitofagia e la dinamica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TOM20 Rabbit pAb
Note/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9804
Gene ID	9804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-145 del TOM20 umano (NP_055580.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15388
Peso Proteico	16 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio