

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tom20 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15388

Numero articolo: CM0002726



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato al TOM20 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Rileva il TOM20 umano, murino e ratto, un recettore chiave per l'importazione mitocondriale. Ideale per la ricerca sui mitocondri e gli studi sulla mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TOM20 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Specie	Umano
GeneID (umano)	9804
GeneID	9804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-145 del TOM20 umano (NP_055580.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15388
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio