


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tom20 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15388

Numero articolo: CM0019310



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio TOM20 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su Umano, Mouse, Ratto. Bersaglio omologo del recettore di importazione mitocondriale TOM20 (Q15388) che funziona nella mitofagia e nella translocazione proteica. Ideale per la ricerca mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TOM20 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MAS20; MOM19; TOM20; 20
Specie	Umano
GeneID	9804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-145 del TOM20 umano (NP_055580.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15388
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio