

Anticorpo Monoclonale Anti-Tom20 Di Ratto Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q15388

Numero articolo: CM0007800



introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto anti-TOM20 ad alta specificità convalidato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA. Rileva il TOM20 umano, murino e di ratto, un recettore di importazione mitocondriale. Ideale per la ricerca sulla funzione mitocondriale e la mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TOM20 Rat mAb
Note/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9804
Gene ID	9804
Immunogeno	Proteina ricombinante del TOMM20 umano.
Fonte	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15388
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio