


Anticorpo Policlonale Anti-Tom70 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O94826

Numero articolo: CM0028548



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting TOM70 umano (sottounità recettore di importazione mitocondriale TOM70). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'importazione di proteine mitocondriali e della segnalazione antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TOM70 Rabbit pAb
Note/Alias	Tom70; TOMM70A; TOM70
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9868
GeneID	9868
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 245-608 del TOM70 umano (NP_055635.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O94826
Peso proteico	67 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio