

## Anticorpo Policlonale Anti-Tomm22 Per Wb Ed Elisa - Q9Ns69

Numero articolo: CM0015542



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TOMM22 umano, una subunità del recettore di importazione mitocondriale, convalidato per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'importazione mitocondriale, la mitofagia e la traslocazione delle preproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | TOMM22 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | 1C9-2; TOM22; MST065; MSTP065; TOMM22                                                                                        |
| Specie              | Umana                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)      | 56993                                                                                                                        |
| GeneID              | 56993                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-83 di TOMM22 umano (NP_064628.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                        |
| SWISS               | Q9NS69                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 16kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |