

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tomm22 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ns69

Numero articolo: CM0011027



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità mirato a TOMM22 umano, validato per Western blot, IHC-P, IP ed ELISA. Riconosce la subunità omologa del recettore di importazione mitocondriale TOM22 nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per la ricerca mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TOMM22 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	1C9-2; TOM22; MST065; MSTP065; TOMM22
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56993
GeneID	56993
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NS69
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio