

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tomm34 - Q15785

Numero articolo: CM0010621

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro TOMM34, un recettore per l'importazione mitocondriale. Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata con campioni umani e di ratto. Ideale per lo studio dell'importazione delle proteine mitocondriali e delle funzioni di chaperone dei precursori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TOMM34 Rabbit mAb
Note/Alias	TOM34; URCC3; HTOM34P
Specie	Umano
ID del gene (umano)	10953
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-309 di TOMM34 umano (NP_006800.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q15785
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio