

Anticorpo Monoclonale Anti-Tomm40 Per Wb - O96008

Numero articolo: CM0005356



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-TOMM40, validato per WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce il TOMM40 umano, murino e ratto. Utilizzare per la ricerca sull'importazione mitocondriale e la mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TOMM40 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	TOM40; PEREC1; C19orf1; PER-EC1; D19S1177E; TOMM40
Specie	Umano
GeneID (umano)	10452
GeneID	10452
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 del TOMM40 umano (NP_001122388.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O96008
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio