

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tomm40 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O96008

Numero articolo: CM0026621



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TOMM40, un componente chiave della traslocasi mitocondriale. Adatto per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; cross-reattivo con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'importo mitocondriale e sulla mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TOMM40 Rabbit pAb
Note/Alias	TOM40; PEREC1; C19orf1; PER-EC1; D19S1177E; TOMM40
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10452
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 di TOMM40 umano (NP_001122389.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O96008
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio