

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tomm40L Per Wb, Elisa - Q969M1

Numero articolo: CM0020995

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TOMM40L di alta qualità convalidato per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. Rileva il TOMM40L umano, cross-reagisce con il topo. Ideale per la ricerca sull'importazione di proteine mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TOMM40L Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TOMM40B; TOMM40L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84134
GeneID	84134
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del TOMM40L umano (NP_115550.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q969M1
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio