

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Top1Mt Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q969P6

Numero articolo: CM0024548

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro la topoisomerasi I del DNA mitocondriale umano (TOP1MT), validato per applicazioni WB, IHC-P e ELISA. Reagisce con TOP1MT umano e di ratto. Adatto per la ricerca sulla biologia mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TOP1MT Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TOP1MT
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	116447
GeneID	116447
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 470-550 di TOP1MT umano (NP_443195.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q969P6
Peso proteico	70 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio