

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Top2A (Dna Topoisomerasi II Alfa) Per Wb Ed Elisa - P11388

Numero articolo: CM0020928



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TOP2A umana, validato per Western blot ed ELISA. Bersaglia la DNA topoisomerasi II alfa, un enzima chiave nella topologia del DNA e nella segregazione cromosomica. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DNA topoisomerasi II alfa (TOP2A) pAb di Coniglio
Osservazioni / Alias	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha; DNA topoisomerasi II alfa (TOP2A)
Specie	Umana
ID Gene	7153
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 1100-1200 di TOP2A umana, NP_001058.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P11388
Peso Proteico	174 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio