

Anticorpo Policlonale Anti-Topo II α Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11388

Numero articolo: CM0021945



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla DNA topoisomerasi 2-alfa umana (Topo II α). Adatto per Western blot, IHC-P ed ELISA. Validato per campioni umani. Ideale per la ricerca sul cancro e studi sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Topo II α Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TOP2A; TOP2; TP2A; DNA topoisomerasi 2-alfa; Topo II α
Specie	Umano
GeneID (umano)	7153
GeneID	7153
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1431-1531 della Topo II α umana (NP_001058.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P11388
Peso proteico	174kDa/177kDa/178kDa/182kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio