

Anticorpo Monoclonale Anti-Tor4A Per Wb, Elisa - Q9Nxxh8

Numero articolo: CM0002725

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TOR4A umano (Torsin-4A) per applicazioni Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante che copre gli aminoacidi 1-130 di TOR4A umano (Q9NXH8).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TOR4A Rabbit mAb
Annotazioni/Altri nomi	C9orf167; TOR4A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	54863
ID gene	54863
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-130 di TOR4A umano (Q9NXH8)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9NXH8
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio