

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Torc2/Crtc2 Per Wb Ed Elisa - Q53Et0

Numero articolo: CM0002143



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro TORC2 umano (CRTC2), validato per Western blot (WB) ed ELISA; reagisce in modo crociato con il ratto. Utile per studiare la trascrizione mediata da CREB, la gluconeogenesi e la biogenesi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-TORC2
Note/Alias	TORC2; TORC-2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	200186
ID Gene	200186
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 594-693 di TORC2 umano (Q53ET0).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q53ET0
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio