

Anticorpo Policlonale Anti Anti-Torsina/Tor1A Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14656

Numero articolo: CM0019693



introduzione

TorsinA/TOR1A pAb di Coniglio per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Indirizza la chaperone correlata alla distonia Torsin-1A coinvolta nel ripiegamento delle proteine e nel riciclo delle vescicole sinaptiche. Ideale per la ricerca in neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TorsinA/TOR1A pAb di Coniglio
Note/Alias	DQ2; AMC5; DYT1; TorsinA/TOR1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1861
GeneID	1861
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 63-332 della TorsinA/TOR1A umana (NP_000104.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14656
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio