

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Torsina/Tor1A Per Wb, If/Icc, Elisa - O14656

Numero articolo: CM0011751



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la TorsinA/TOR1A umana (O14656), validato per WB, IF/ICC ed ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Questo reagente facilita lo studio del ripiegamento proteico, del riciclo delle vescicole sinaptiche e della dinamica dell'involucro nucleare nella distonia e nella ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-TorsinA/TOR1A
Note/alias	DQ2; AMC5; DYT1; TorsinA/TOR1A
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1861
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 233-332 della TorsinA/TOR1A umana (O14656)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O14656
Peso molecolare	38 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante