

Anticorpo Policlonale Anti-Tox Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O94900

Numero articolo: CM0029675

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TOX validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Mira alla proteina TOX del gruppo di mobilità elevata associata alla selezione dei timociti, un regolatore della trascrizione critico per lo sviluppo delle cellule immunitarie e la differenziazione neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TOX Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TOX1; TOX
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9760
GeneID	9760
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-165 di TOX umana (NP_055544.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O94900
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio