

Anticorpo Policlonale Su Coniglio Anti-Tp53Aip1 Per Wb, Elisa - Q9Hcn2

Numero articolo: CM0029366

introduzione

Anticorpo policlonale su coniglio anti-TP53AIP1 validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Peso molecolare target 13 kDa. Adatto per la ricerca sull'apoptosi dipendente da p53.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TP53AIP1 Rabbit pAb
Note/Alias	P53AIP1; TP53AIP1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	63970
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9HCN2
Peso proteico	13 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio