

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tp53Bp2 Per Ihc-P E Elisa - Q13625

Numero articolo: CM0029711



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TP53BP2 (ASPP2), validato per IHC-P e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Utilizzato nella ricerca su apoptosi e ciclo cellulare. Specifiche e supporto tecnico disponibili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TP53BP2 Rabbit pAb
Note/Alias	BBP, 53BP2, ASPP2, P53BP2, PPP1R13A, TP53BP2
Specie	Umano
ID gene (Umano)	7159
ID gene	7159
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-600 di TP53BP2 umano (NP_001026855.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13625
Peso proteico	126 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio