

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tp53Bp2 Per Wb, Elisa - Q13625

Numero articolo: CM0023463



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TP53BP2 (ASPP2/53BP2), validato per WB e ELISA su campioni umani. Regolatore dell'apoptosi e della crescita cellulare. Immunogeno ricombinante, 126 kDa. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sul cancro, bersaglia una proteina chiave che lega p53 coinvolta nell'arresto del ciclo cellulare e nella soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TP53BP2 Rabbit pAb
Note/Alias	BBP; 53BP2; ASPP2; P53BP2; PPP1R13A; TP53BP2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7159
GeneID	7159
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-330 di TP53BP2 (NP_001026855.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q13625
Peso proteico	126 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio