

Anticorpo Policlonale Anti-Tp53I13 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbr0

Numero articolo: CM0020782

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TP53I13 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Adatto per ricerche sul soppressore tumorale e studi sulla via p53.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TP53I13 Rabbit pAb
Note/Alias	DSCP1, TP53I13
Specie	Umano
Gene ID	90313 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-310 di TP53I13 umano (NP_612358.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross-reattività	Topo, Ratto
SWISS	Q8NBR0
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio