

Anticorpo Policlonale Anti-Tp53Rk Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q96S44

Numero articolo: CM0022629



introduzione

Anticorpo policlonale TP53RK di coniglio validato per WB e ELISA; reazione crociata con umano, topo, ratto. Bersaglia la subunità del complesso EKC/KEOPS essenziale per la modifica del tRNA e la regolazione di p53. Proteina da 28 kDa. Ideale per IVD e ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TP53RK Rabbit pAb
Osservazioni / Alias	PRPK; BUD32; TPRKB; GAMOS4; Nori-2; Nori-2p; dj101A2; C20orf64; TP53RK
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	112858
ID Gene	112858
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-253 del TP53RK umano (NP_291028.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96S44
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio