

Anticorpo Policlonale Anti-Tp73 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15350

Numero articolo: CM0013252



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TP73 (p73) umano, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo e topo. Mira alla proteina soppressore tumorale p73 coinvolta nell'apoptosi, nel ciclo cellulare e nella ciliogenesi. Ideale per la ricerca sul cancro e la neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TP73 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	P73; CILD47; TP73
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	7161
ID Gene	7161
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 487-636 di TP73 umano (NP_005418.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	O15350
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio